

## Procédure d'installation des spectrophotomètres BIOCHROM Modèles LIBRA et WPA

Accès direct à notre site Support : <http://eurosmart.biz/sav/support/>

### Installation des drivers

**Remarque :** Cette procédure est spécifique aux modèles LIBRA S4+, S6+ et WPA S800+ et S1200+. Pour les autres appareils, passer directement à l'étape suivante.

- Télécharger les drivers Windows pour LIBRA S4+, S6+ et WPA S800+, S1200+ sur notre site Support
- Dézipper le dossier téléchargé
- Installer les drivers en lançant le programme « ImportDrivers.bat »

### Installation de LATISpec

- Télécharger le logiciel LATISpec dans la rubrique « Mises à jour et Evaluations » « LATIS » de notre site Support
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du logiciel
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

### Installation du pilote LATISpec pour spectrophotomètres numériques

**Gammes concernées :** LIBRA S4/S6 et versions "+", WPA S800/1200 et versions "+", LIGHTWAVE et BIOWAVE (versions II et III)

#### Installation du pilote

- Télécharger le pilote LATISpec pour votre modèle de spectrophotomètre issu des gammes indiquées ci-dessus, sur notre site Support
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du pilote
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

**ATTENTION :** LATISpec ne doit pas être exécuté lors de l'installation du pilote, mais doit déjà être installé sur le poste.

#### Obtention de la clé d'installation du pilote

1. Relier l'appareil à l'ordinateur via un port USB disponible
2. Ouvrir LATISpec
3. Sélectionner l'appareil et son port de communication au sein du logiciel LATISpec
4. Lancer la détection de l'appareil. Une boîte de dialogue s'ouvre demandant la saisie de la clé d'installation. Dans cette fenêtre figure également le numéro de série de l'appareil
5. Retourner par email à l'adresse [licences@eurosmart.fr](mailto:licences@eurosmart.fr) le **numéro de série** interne fourni par LATISpec. Indiquer dans cet email le **nom de votre établissement** et la **ville** dans laquelle il se situe, ainsi que les **coordonnées du contact technique** de l'installation (nom et adresse email)  
En retour : réception sous 48H d'un email contenant le code d'activation du pilote
6. Reprendre les étapes de 1 à 5 et saisir simplement la clé d'installation reçue par email, dans le champ prévu à cet effet

Le pilote est désormais installé sur le poste pour l'appareil concerné. Cette procédure doit être réalisée pour chaque appareil. Chaque clé d'authenticité n'est valable que pour un seul appareil (vérification via les NS des appareils), mais un appareil peut être installé sur plusieurs postes de l'établissement.

## Installation du pilote LATISpec pour spectrophotomètres analogiques

**Gammes concernées :** LIBRA S11/S12 et LIBRA S22

### Obtention du code d'installation du pilote

- Contacter le technico-commercial Eurosmart de votre académie, ou envoyer un email à l'adresse [licences@eurosmart.fr](mailto:licences@eurosmart.fr), afin d'obtenir le code d'installation propre à votre appareil

### Installation du pilote

**ATTENTION :** LATISpec ne doit pas être exécuté lors de l'installation du pilote, mais doit déjà être installé sur le poste.

- Télécharger le pilote LATISpec pour votre modèle de spectrophotomètre, issu des gammes indiquées ci-dessus
- Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l'installation du pilote
- Introduire votre code d'installation dans le champ prévu à cet effet dans l'installateur
- Poursuivre le process d'installation jusqu'à son terme

Le pilote est désormais installé sur le poste pour l'appareil concerné. Cette procédure doit être réalisée pour chaque appareil. Chaque appareil dispose d'un code d'installation de pilote qui lui est propre.